

# Sonicateur portable UCD-P

Réf. : UCD-P100 • UCD-P200 • UCD-P300

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique | Valeur                          |
|-----------------|---------------------------------|
| Fréquence       | 30KHz; 30KHz; 30KHz             |
| Sonde standard  | Φ3mm; Φ6mm; Φ8mm                |
| Capacité        | 0.1~100ml; 0.1~200ml; 0.1~300ml |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonicateur (désintégrateur cellulaire à ultrasons) pour la lyse cellulaire, l'extraction et l'homogénéisation d'échantillons.