

Soudeuse de tubes de poches de sang TS-BB6

Réf. : TS-BB6

12 MONTH
WARRANTY

CE FDA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La soudeuse de tubes de poches de sang est un outil essentiel pour sceller par thermosoudage les cathéters des poches de prélèvement sanguin en PVC médical. Sa fonction principale est de garantir l'intégrité des systèmes de collecte de sang, ce qui en fait un équipement indispensable dans de nombreux contextes médicaux

services de transfusion, unités de prélèvement, plateaux techniques de préparation de composants, banques du sang et recherche médicale, dans des hôpitaux de toutes capacités.

Principe de fonctionnement :

L'électrode haute fréquence de la tête de soudage chauffe la canalisation en PVC par induction haute fréquence, la portant à l'état fondu (le PVC se polarise sous le champ électrique haute fréquence). Simultanément, l'électrode de soudage presse la partie fondue et, selon le programme prééglé, réalise une soudure une fois le temps prédéfini atteint.