

Soudeuse de tubes de poches de sang TS-BB7

Réf. : TS-BB7

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TS-BB7
Tension de soudage	Régulation automatique
Temps de soudage	0,1–9,9 s
Méthode de soudage	Thermosoudage automatique
Matériaux applicables	Tube plastique, Ø extérieur 4/6 mm, paroi ≤1 mm
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz
Poids	8 kg
Dimensions externes (L×l×H)	300×200×160 mm
Dimensions d'emballage (L×l×H)	470×320×300 mm
Poids brut	8,2 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Commande par microcontrôleur, programmée ; réglage automatique de la tension par l'instrument.

Thermosoudage sans hémolyse ; composants importés garantissant la fiabilité.

Pieds à ventouses, adaptés à une utilisation dans les véhicules de collecte de sang.

Thermosoudage automatique du tube, soudure ferme et séparation facile au point de soudure.

Protection anti-éclaboussures

film transparent empêchant les projections de sang vers les yeux de l'opérateur pendant le soudage.

