

Special Transport Réservoir d'azote liquide

Réf. : 7 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-20-50T	20 L	50 mm	0,2
LNC-30-50T	31,5 L	50 mm	0,2
LNC-35-50T	35,5 L	50 mm	0,2
LNC-35-80T	35,5 L	80 mm	0,3
LNC-35-125T	35,5 L	125 mm	0,41
LNC-50-50T	50 L	50 mm	0,24
LNC-50-125T	50 L	125 mm	0,45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir d'azote liquide pour la cryoconservation d'échantillons biologiques (cellules, sperme, embryons).