

Spectrophotomètre de fluorescence SP-FL96

Réf. : SP-FL96

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-FL96
Source d'excitation	LED haute luminosité, 250–600 nm
LED d'excitation (standard)	365, 376, 392, 405 nm
Monochromateur d'émission	Réseau C-T, 200–650 nm (option 200–900 nm)
Bande passante d'émission	10 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre de fluorescence à source d'excitation LED haute luminosité (250–600 nm ; jeu standard 365, 376, 392, 405 nm). Monochromateur d'émission à réseau de diffraction configuration C-T, gamme d'émission 200–650 nm (extension 200–900 nm en option), bande passante 10 nm.