

Spectrophotomètre de fluorescence SP-FL96P (lampe xénon)

Réf. : SP-FL96P

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-FL96P
Source d'excitation	Lampe xénon Hamamatsu 150 W
Filtres d'excitation	Filtres optiques interférentiels
Monochromateur d'émission	Réseau C-T, 200–900 nm
Bande passante d'émission	10 nm
Sensibilité	S/N $\geq$ 150 (P-P)
Linéarité	$\geq$ 0,995
Stabilité	Mieux que 1,5 %/10 min
Alimentation	220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre de fluorescence à lampe xénon Hamamatsu 150 W et filtres optiques interférentiels d'excitation. Monochromateur d'émission à réseau de diffraction C-T, gamme d'émission 200–900 nm, bande passante 10 nm, sensibilité S/N $\geq$ 150 (P-P), linéarité $\geq$ 0,995, stabilité mieux que 1,5 %/10 min.