

Spectrophotomètre proche infrarouge (NIR) SP-NIR430

Réf. : SP-NIR430

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-NIR430
Mode de mesure	Transmission
Bande passante	8 nm
Gamme de longueur d'onde	900–2500 nm
Exactitude / reproductibilité	$\leq 0,2$ nm / $\leq 0,05$ nm
Lumière parasite	$\leq 0,1$ %
Bruit	$\leq 0,0005$ Abs
Port	USB 2.0
Alimentation	90–250 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le SP-NIR430 est un spectrophotomètre proche infrarouge économique aux excellentes performances photométriques. Mesure en transmission, gamme 900–2500 nm, bande passante 8 nm, lumière parasite $\leq 0,1$ %, bruit $\leq 0,0005$ Abs.