

Spectrophotomètre proche infrarouge (NIR) SP-NIR450 à réflexion diffuse

Réf. : SP-NIR450

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-NIR450
Mode de mesure	Cellule à réflexion diffuse
Détecteur	InGaAs refroidi (Hamamatsu, Japon)
Bande passante spectrale	12 nm
Gamme de longueur d'onde	900–2500 nm
Exactitude / répétabilité	$\leq 0,2$ nm / $\leq 0,05$ nm
Lumière parasite	$\leq 0,1$ %
Bruit d'absorbance	$\leq 0,0005$ Abs
Transmission des données	USB 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre proche infrarouge à cellule de réflexion diffuse, équipé d'un détecteur InGaAs refroidi (Hamamatsu, Japon). Gamme 900–2500 nm, bande passante spectrale 12 nm, lumière parasite $\leq 0,1$ %, bruit d'absorbance $\leq 0,0005$ Abs, transmission des données USB 2.0.