

Incubateur CO₂ empilable série AD (ICB-C85AD / C185AD)

Réf. : Série ICB-CxxAD (C85AD / C185AD)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-C85AD	ICB-C185AD
Capacité	85 L	185 L
Affichage	Écran tactile LCD 5"	Écran tactile LCD 5"
Mode de régulation	PID	PID
Plage de température	RT+5–60 °C	RT+5–60 °C
Résolution de température	0,1 °C	0,1 °C
Uniformité de température	±0,3 °C (37 °C)	±0,3 °C (37 °C)
Capteur CO ₂	Détection infrarouge (IR)	Détection infrarouge (IR)
Plage de CO ₂	0–20 %	0–20 %
Résolution de CO ₂	0,10 %	0,10 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ empilable à chambre chauffée directement sur six faces, écran tactile LCD 5". Détection du CO₂ par capteur infrarouge (IR).