

Incubateur CO₂ agité à température constante empilable série ICB-SCT

Réf. : Série ICB-SCT (170 / 210 / 285)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-170SCT / 210SCT / 285SCT
Plage de température	4–60 °C (ambiant –18 °C, minimum 4 °C)
Uniformité de température	±0,5 °C (37 °C)
Précision de température	±0,1 °C
Temps de récupération	≤10 min
Température ambiante admissible	5–35 °C
Humidification	De l'ambiant jusqu'à 95 % HR
Plage de contrôle du CO ₂	0–20 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur CO₂ agité à température constante et structure empilable (ICB-170SCT / 210SCT / 285SCT). Humidification de l'ambiant jusqu'à 95 % HR, régulation du CO₂ 0–20 %.