


Incubateur agité toutes températures intelligent empilable ICB-930SFTS

Réf. : ICB-930SFTS

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-930SFTS
Fréquence d'oscillation	0–300 rpm
Précision de fréquence	±1 rpm
Amplitude d'oscillation	26 mm ou 50 mm
Précision de réglage de température	0,1 °C
Uniformité de température	±1 °C (37 °C)
Plage de régulation de température	4–60 °C
Plage de minuterie	0–999,9 heures
Convection	Forcée
Affichage	Écran tactile OLED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité toutes températures empilable

une, deux ou trois couches librement combinables, chacune à réglage indépendant. Convection forcée, minuterie 0–999,9 h.