

Incubateur agité toutes températures intelligent empilable ICB-830SFTS

Réf. : ICB-830SFTS

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-830SFTS
Fréquence d'oscillation	0–300 rpm
Précision de fréquence	±1 rpm
Amplitude d'oscillation	Φ26 mm ou Φ50 mm
Plage de régulation de température	4–60 °C
Uniformité de température	±1 °C
Précision de réglage de température	0,1 °C
Affichage	Écran tactile OLED
Régulation	PID micro-informatique intelligente
Convection	Forcée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité toutes températures empilable

premier, deuxième et troisième étages librement combinables, chacun à réglage indépendant. Régulation PID micro-informatique, convection forcée.