

Incubateur agité thermostaté empilable ICB-180S / ICB-180SI

Réf. : ICB-180S / ICB-180SI

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-180S	ICB-180SI
Affichage	LCD	LCD
Régulateur	PID	PID
Convection	Forcée	Forcée
Mode d'agitation	Orbital	Orbital
Entraînement	Multidimensionnel	Multidimensionnel
Capacité	180 L	180 L
Plage de température	RT+5–65 °C	4–65 °C
Précision de température	±0,1 °C	±0,1 °C
Uniformité	±0,6 °C (37 °C)	±0,6 °C (37 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité thermostaté à structure empilable sur trois couches, capacité 180 L, entraînement multidimensionnel et convection forcée. Version « I » réfrigérée (4–65 °C).