

Static Storage Réservoir d'azote liquide

Réf. : 7 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-10-80S	10 L	80 mm	0,21
LNC-10-125S	10 L	125 mm	0,43
LNC-13-50S	13 L	50 mm	0,12
LNC-15-50S	15 L	50 mm	0,11
LNC-20-50S	20 L	50 mm	0,12
LNC-25-50S	25 L	50 mm	0,14
LNC-30-50S	31,5 L	50 mm	0,12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir d'azote liquide pour la cryoconservation d'échantillons biologiques (cellules, sperme, embryons).