

Stations d'enrobage

Réf. : 12 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Température
CS-I / CS-III / CS-IV	—	Cold Plate (Temperature Control Mo
SS-I	4.5 L	RT-99 °C
TE-I	3 L	Forceps Holder
TE-I CS-I	3 L	Forceps Holder
TE-II	3.2 L	Forceps Holder
TE-III	5 L	Forceps Holder
TE-III CS-III	5 L	Forceps Holder
TE-IV	6 L	Forceps Holder
TE-IV CS-IV	6 L	Forceps Holder
TE-V	6 L	Forceps Holder

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stations d'enrobage (centres d'inclusion) pour la mise en blocs de paraffine des prélèvements. Réservoir de paraffine chauffé, plaque froide et zone de travail thermostatée.