

Stérilisateur à cassettes (ST-2000C / ST-5000C / ST-6000C)

Réf. : ST-2000C • ST-5000C • ST-6000C



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-2000C	ST-5000C	ST-6000C
Volume de stérilisation	≈1,8 L	≈5,2 L	≈6,0 L
Volume du réservoir	3,4 L	3,4 L	3,4 L
Pression de service maximale	242 kPa	242 kPa	242 kPa
Plage de pression de service	42 kPa – 212 kPa	42 kPa – 212 kPa	42 kPa – 212 kPa
Température de service maximale	138 °C	138 °C	138 °C
Plage de température de service	115 °C – 135 °C	115 °C – 135 °C	115 °C – 135 °C
Précision d'affichage	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Puissance du générateur de vapeur	1,2 kVA ± 5 %	1,2 kVA ± 5 %	1,2 kVA ± 5 %
Alimentation	AC 220 V / 50 Hz	AC 220 V / 50 Hz	AC 220 V / 50 Hz
Puissance absorbée	≤1,3 kVA	≤1,3 kVA	≤1,3 kVA
Pression de tarage de la soupape	0,25 MPa	0,25 MPa	0,25 MPa
Mode de fonctionnement	Intermittent (≤6 cycles/h)	Intermittent (≤6 cycles/h)	Intermittent (≤6 cycles/h)
Dimensions (l×P×H) (mm)	570×415×170	580×460×190	580×460×190
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	700×580×580	700×580×580	700×580×580
Poids net / brut (kg)	35 / 50	45 / 60	45 / 60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sterilisateur à cassettes à vapeur d'eau pour la stérilisation des dispositifs médicaux, disponible en trois modèles (ST-2000C, ST-5000C, ST-6000C) de volumes de stérilisation d'environ 1,8 L, 5,2 L et 6,0 L. Température de service maximale de 138 °C (plage 115–135 °C) et pression maximale de 242 kPa, avec générateur de vapeur intégré et alimentation en eau ultrapure/désionisée/distillée. Fonctionnement intermittent (≤ 6 cycles/h).