

Stérilisateur à cassettes, trois niveaux (ST-2000TC / ST-5000TC / ST-6000TC)

Réf. : ST-2000TC • ST-5000TC • ST-6000TC



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-2000TC	ST-5000TC	ST-6000TC
Capacité des cassettes	1,8 L x3	5,2 L x3	6,0 L x3
Dimensions cassette – externe (l×P×H) (mm)	196×390×40	196×480×80	196×—×80
Dimensions cassette – interne (l×P×H) (mm)	180×280×38	180×380×78	180×480×78
Température de service nominale	138 °C	138 °C	138 °C
Pression de service nominale	242 kPa	242 kPa	242 kPa
Plage de température de service	115 °C – 135 °C	115 °C – 135 °C	115 °C – 135 °C
Capacité du réservoir d'eau	2,5 L	2,5 L	2,5 L
Fluide de travail	Vapeur d'eau	Vapeur d'eau	Vapeur d'eau
Eau d'alimentation	Eau ultrapure, désionisée, de laboratoire, distillée ou purifiée	Eau ultrapure, désionisée, de laboratoire, distillée ou purifiée	Eau ultrapure, désionisée, de laboratoire, distillée ou purifiée
Mode de fonctionnement	Intermittent (≤6 cycles/h)	Intermittent (≤6 cycles/h)	Intermittent (≤6 cycles/h)
Alimentation	AC 220 V ±22 V ; 50 Hz ±1 Hz	AC 220 V ±22 V ; 50 Hz ±1 Hz	AC 220 V ±22 V ; 50 Hz ±1 Hz
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	280×600×660	280×600×660	280×600×660
Dimensions d'emballage	460×710×810	460×710×810	460×710×810

Caractéristique	ST-2000TC	ST-5000TC	ST-6000TC
Poids net / brut (kg)	60 / 80	84 / 104	86 / 106

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette unité de stérilisation spécialisée offre une solution efficace et fiable pour stériliser les dispositifs médicaux. Que ce soit en bloc opératoire, en clinique dentaire, en laboratoire ou dans d'autres établissements de santé, nos stérilisateur à cassettes répondent à des normes d'hygiène strictes et garantissent aux dispositifs et équipements médicaux le plus haut niveau de stérilité avant utilisation. Choisir nos stérilisateur à cassettes, c'est choisir une solution de stérilisation efficace, fiable et sûre, au service des établissements de santé pour maintenir un environnement stérile tout au long des interventions.