

Stérilisateur au formaldéhyde

Réf. : ST-FT100 • ST-FT130 • ST-FT150

24 MONTH
WARRANTY



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Température
ST-FT100 / ST-FT130 / ST-FT150	100 L	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur à la vapeur de formaldéhyde à basse température (LTSF) pour les dispositifs thermosensibles. Alternative à l'oxyde d'éthylène, avec cycle contrôlé.