

# Stérilisateur automatique à oxyde d'éthylène (ST-E080 → ST-E0330)

Réf. : ST-E080 • ST-E0120 • ST-E0220 • ST-E0330 • ST-E0120I • ST-E0220I



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique              | ST-E080                         | ST-E0120                        | ST-E0220                        | ST-E0330                        | ST-E0120I                       | ST-E0220I                       |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Capacité                     | 67 L                            | 103 L                           | 196 L                           | 294 L                           | 126 L                           | 192 L                           |
| Température de stérilisation | 36–55 °C                        | 36–55 °C                        | 36–55 °C                        | 36–55 °C                        | 36–55 °C                        | 36–55 °C                        |
| Format                       | Vertical à porte manuelle       | Vertical à porte manuelle       | Vertical à porte manuelle       | Vertical à porte manuelle       | Vertical à porte manuelle       | Vertical à porte manuelle       |
| Chauffage                    | Électrique                      | Électrique                      | Électrique                      | Électrique                      | Électrique                      | Électrique                      |
| Afficheur                    | Écran tactile LCD 5"            | Écran tactile LCD 5"            | Écran tactile LCD 7"            | Écran tactile LCD 7"            | Écran tactile LCD 7"            | Écran tactile LCD 7"            |
| Commande                     | PLC                             | PLC                             | PLC                             | PLC                             | PLC                             | PLC                             |
| Temps de stérilisation       | 0–99 h réglable                 | 0–99 h réglable                 | 0–99 h réglable                 | 0–99 h réglable                 | 0–99 h réglable                 | 0–99 h réglable                 |
| Gaz                          | EO 100 % pur, basse température | EO 100 % pur, basse température | EO 100 % pur, basse température | EO 100 % pur, basse température | EO 100 % pur, basse température | EO 100 % pur, basse température |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La stérilisation à l'oxyde d'éthylène est l'une des méthodes de stérilisation gazeuse les plus efficaces. Applications

hystéroscopes, laparoscopes, laryngoscopes, sondes et instruments thermosensibles. Ce stérilisateur automatique fonctionne à basse température (36–55 °C) avec du gaz EO 100 % pur, commande PLC et porte manuelle verticale.