

Stérilisateur industriel à oxyde d'éthylène, série SQ-E (ST-EO3000 → ST-EO20000)

Réf. : ST-EO3000 • ST-EO6000 • ST-EO10000 • ST-EO20000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-EO3000	ST-EO6000	ST-EO10000	ST-EO20000
Dimensions de la chambre (l×P×H) (mm)	2220×960×1420	3350×1200×1500	5600×1200×1500	5900×1700×2000
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	2400×1705×2200	3550×1900×2260	5850×1900×2260	6200×4300×3000
Consommation	14 kVA	29 kVA	35 kVA	60 kVA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur à oxyde d'éthylène de la série SQ-E se distingue par une conception soignée. Il sert principalement à la stérilisation de divers endoscopes, du coton, du silicone, du caoutchouc, des cathéters et des fils. L'oxyde d'éthylène est l'une des méthodes de stérilisation gazeuse les plus efficaces connues.
Articles non stérilisables

liquides, emballages aluminium-plastique. Le dosage d'oxyde d'éthylène est réglé à chaque cycle selon le volume.