

Stérilisateur à oxyde d'éthylène de paille 23 L (ST-E040)

Réf. : ST-E040

24 MONTH WARRANTY CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-E040
Volume utile	23 L
Format	De paille
Chauffage	Électrique
Température de service	50 °C ±3 °C
Gaz	Oxyde d'éthylène pur
Temps de stérilisation	0-99 h réglable
Afficheur	LCD 3,5"
Dépression max.	-140 kPa
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz
Puissance	3,3 kW
Dimensions internes	Ø246 × 450 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur à oxyde d'éthylène de paille d'un volume utile de 23 L, à chauffage électrique, fonctionnant à 50 °C ±3 °C avec du gaz d'oxyde d'éthylène pur. Temps de stérilisation réglable de 0 à 99 h, afficheur LCD 3,5".