

Stérilisateur plasma basse température au peroxyde d'hydrogène — cassette (ST-HT60P → ST-HT220P)

Réf. : ST-HT60P • ST-HT100P • ST-HT130P • ST-HT220P



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-HT60P	ST-HT100P	ST-HT130P	ST-HT220P
Capacité	60 L	108 L	135 L	192 L
Type de porte	Manuelle	Automatique verticale	Automatique verticale	Automatique verticale
Chauffage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Température de service	45–60 °C	45–60 °C	45–60 °C	45–60 °C
Stérilisant	Peroxyde d'hydrogène 58–60 %	Peroxyde d'hydrogène 58–60 %	Peroxyde d'hydrogène 58–60 %	Peroxyde d'hydrogène 58–60 %
Durée de stérilisation	35–55 min	35–55 min	35–55 min	35–55 min
Durée totale de cycle	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min
Afficheur	Écran tactile LCD	Écran tactile LCD	Écran tactile LCD	Écran tactile LCD
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Consommation	2,6 kW	3,5 kW	4,2 kW	4,8 kW
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	350×610×320	420×700×360	440×750×400	510×820×460
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	790×750×1495	790×1120×1770	790×1120×1770	790×1120×1770
Poids net / brut (kg)	185 / 210	265 / 320	272 / 325	305 / 360

Les stérilisateurs plasma basse température au peroxyde d'hydrogène servent à stériliser les dispositifs médicaux et dentaires, équipements de laboratoire, produits pharmaceutiques, instruments vétérinaires et outils de l'esthétique thermosensibles, en préservant les matériaux délicats.

Caractéristiques techniques :

Stérilisation à basse température, sans endommager les articles délicats.

Procédé écologique sans pollution (solution de peroxyde d'hydrogène), sans substances toxiques.

Stérilisation stable, température équilibrée et concentration de H₂O₂ stable.

Chambre de stérilisation rectangulaire pour une capacité de charge accrue.

Fonctionnement sûr	porte à élévation électrique et dispositif de verrouillage de sécurité.
---------------------------	---

Utilisation simple	processeur de commande intelligent et démarrage par une touche.
---------------------------	---

Composants de haute qualité pour une performance fiable.

Cycle court et faibles coûts de fonctionnement.

Filtre stérile en entrée d'air pour éviter la pollution secondaire.

Stockage des données de stérilisation sur clé USB.