

Stérilisateur vapeur vertical à séchage par circulation interne série ST-VX

Réf. : Série ST-VX (35 → 100 L)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Volume	Puissance	Température de stérilisation
ST-VX35	35 L	3,5 kW	116–134 °C
ST-VX50	50 L	3,5 kW	116–134 °C
ST-VX75	75 L	4,5 kW	116–134 °C
ST-VX100	100 L	4,5 kW	116–134 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur à vapeur sous pression vertical à séchage par circulation interne. Structure à ouverture rapide et translation par volant. Plage de stérilisation 116–134 °C, pression de travail nominale 0,22 MPa.