

Système automatique de culture cellulaire 3D CCS-A

Réf. : CCS-A2 • CCS-A5 • CCS-A10



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Pompes péristaltiques	RPM range: 200 RPM
Capteur de température	PT100, Accuracy: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Méthodes de stérilisation	Offline Sterilization
Capacité utile (L)	2L; 5L; 10L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système automatique de culture cellulaire en trois dimensions (3D).