

# Table réfrigérée pour manipulation du sang, série H (BOT-100H → BOT-190H)

Réf. : BOT-100H • BOT-120H • BOT-150H • BOT-190H



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                     | BOT-100H      | BOT-120H      | BOT-150H      | BOT-190H      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension d'alimentation              | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Puissance nominale (W)              | 670           | 670           | 1000          | 1000          |
| Température du plan de travail      | 2–8 °C        | 2–8 °C        | 2–8 °C        | 2–8 °C        |
| Mode de refroidissement             | Air forcé     | Air forcé     | Air forcé     | Air forcé     |
| Temps de refroidissement            | ≤30 min       | ≤30 min       | ≤30 min       | ≤30 min       |
| Dimensions du plan (L×l) (mm)       | 860×590       | 1060×590      | 1360×590      | 1760×590      |
| Surface utile réfrigérée (m²)       | 0,5           | 0,62          | 0,8           | 1,03          |
| Dimensions externes (L×l×H) (mm)    | 1000×800×750  | 1200×800×750  | 1500×800×750  | 1900×800×750  |
| Dimensions d'emballage (L×l×H) (mm) | 1110×930×970  | 1320×930×960  | 1620×940×960  | 2030×940×1020 |
| Poids brut (kg)                     | 144           | 160           | 175           | 214           |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

**Écran tactile IPS haute définition**

commande plus précise, intuitive et fiable, avec affichage des défauts pour un dépannage aisé.

Affichage en temps réel de la courbe dynamique température/temps.

Export des données par USB pour la traçabilité et le suivi qualité.

## Compresseurs importés d'origine

économiques en énergie, stables et silencieux ; condenseur à tubes de cuivre à ailettes, refroidissement par air forcé.

## Système à double compresseur

en cas de panne de l'un, l'autre poursuit le fonctionnement pour une utilisation sûre.

Fonction de désinfection installable selon les besoins (en option).

Refroidissement par air à température uniforme et descente rapide ; moteurs importés à vitesse constante, efficaces et stables, sans givrage.

Carrosserie en tôle d'acier laquée et mousse polyuréthane haute pression, bonne isolation.

Plan de travail en inox 304 importé, résistant à la corrosion.

**Système d'alarme sonore et visuel indépendant** arrêt et alarme automatiques si la température dépasse la consigne.

Groupe compresseur intégré et roulettes pour un déplacement aisé ; dimensions personnalisables.