

Table réfrigérée pour manipulation du sang (BOT-120 / BOT-160)

Réf. : BOT-120 • BOT-160

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BOT-120	BOT-160
Tension d'alimentation	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Puissance nominale	1200 W	1200 W
Température du plan de travail	2-8 °C	2-8 °C
Mode de refroidissement	Air forcé	Air forcé
Temps de refroidissement	≤30 min	≤30 min
Surface utile réfrigérée (m²)	0,66	0,88
Dimensions du plan (L×l) (mm)	1200×550	1600×550
Dimensions externes (L×l×H) (mm)	1270×800×1750	1670×800×1750
Dimensions d'emballage (L×l×H) (mm)	1360×880×1940	1750×880×1960
Poids brut (kg)	292	419

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile IPS haute définition

commande plus précise, intuitive et fiable, avec affichage des défauts.

Affichage en temps réel de la courbe dynamique température/temps.

Export des données par USB pour la traçabilité et le suivi qualité.

Compresseurs importés d'origine, économes en énergie, stables et silencieux ; condenseur à tubes de cuivre à ailettes, air forcé.

Refroidissement par air à température uniforme et descente rapide ; moteurs importés à vitesse constante, sans givrage.

Système à double compresseur redondance en cas de panne.

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée laquée et mousse polyuréthane haute pression, bonne isolation.

Plan et cavité intérieure en inox 304 de qualité, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer.

Système d'alarme sonore et visuel indépendant.

Lampes d'éclairage et UV pour stériliser et désinfecter la cavité.

Groupe compresseur intégré, roulettes ; dimensions personnalisables.

Options deux orifices de manipulation avec gants ; système de filtration et de purification.
