

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-4C

Réf. : CFG-4C

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-4C
Vitesse max	4000 r/min
RCF max	1880×g
Volume max	4×50 ml
Rotors à angle disponibles	12×10 ml ; 8×15 ml ; 6×20 ml ; 4×50 ml (tous 4000 r/min, 1880×g)
Minuterie	0–99 min
Précision de vitesse	±20 r/min
Niveau sonore	≤55 dBA
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse principalement utilisée en biologie, médecine et chimie, avec plusieurs rotors à angle interchangeables.