

Microscope d'enseignement MSC-01T

Réf. : MSC-01T



MSC-01T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-01T
Tête d'observation	Tube monoculaire vertical
Oculaire Huygens	12,5×
Objectif	16× chromatique
Revolver	Triple
Mise au point	Macro 50 mm ; micro 1,8–2,2 mm
Platine	Platine simple avec valets 120×110 mm
Éclairage	Réflecteur ; lampe LED (option)
Dimensions d'expédition (L×P×H)	440×250×310 mm
Poids brut	3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope optique d'enseignement à tube monoculaire vertical. Oculaire Huygens 12,5×, objectif chromatique 16×, revolver triple et éclairage par réflecteur (lampe LED en option).