

Microscope d'enseignement économique MSC-02T (monoculaire)

Réf. : MSC-02T



MSC-02T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-02T
Tête d'observation	Tube monoculaire vertical
Oculaire Huygens	H10X, H16X(1)
Objectifs chromatiques 185	4×, 10×, 40×(s)
Revolver	Triple
Mise au point	Macro 50 mm, micro 1,8–2,2 mm, précision 0,01
Platine	Platine simple avec valets 120×110 mm
Éclairage	Réflecteur ; lampe LED (option)
Dimensions d'expédition (L×P×H)	440×250×310 mm
Poids brut	3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope d'enseignement économique à tube monoculaire vertical. Oculaires Huygens H10X et H16X, objectifs chromatiques série 185 (4×, 10×, 40×), revolver triple et éclairage par réflecteur (LED en option).