

Microscope d'enseignement MSC-03T (monoculaire)

Réf. : MSC-03T



MSC-03T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-03T
Tête d'observation	Tube monoculaire vertical
Oculaire Huygens	H10X, H16X(1)
Objectifs chromatiques 185	10×, 40×(s), 100×(s, immersion huile)
Revolver	Triple
Mise au point	Macro 50 mm ; précision micro 0,02
Platine	Platine simple 120×110 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,20 avec diaphragme variable
Éclairage	Réflecteur ; lampe LED (option)
Dimensions d'expédition (L×P×H)	440×250×310 mm
Poids brut	3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope d'enseignement à tube monoculaire vertical. Oculaires Huygens H10X et H16X, objectifs chromatiques série 185 (10×, 40×, 100× à immersion huile), revolver triple et condenseur Abbe N.A. 1,20 à diaphragme variable ; éclairage par réflecteur (LED en option).