

Microscope d'enseignement MSC-08TB (binoculaire)

Réf. : MSC-08TB



MSC-08TB



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-08TB
Tête d'observation	Tête binoculaire Seidentopf
Oculaire	WF10× (WF16× en configuration optionnelle)
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 40×, 100×
Revolver	Quadruple
Platine	Platine simple avec valets 110×120 / 60×30 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	LED, luminosité réglable
Dimensions d'expédition (L×P×H)	440×250×310 mm
Poids brut	4 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope d'enseignement à tête binoculaire Seidentopf. Oculaire WF10× (WF16× en option), objectifs achromatiques 4×/10×/40×/100×, revolver quadruple, condenseur Abbe N.A. 1,25 et éclairage LED à luminosité réglable.