

Microscope multi-vues MSC-MV510T

Réf. : MSC-MV510T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-MV510T
Tête principale	Tête trinoculaire Siedentopf, inclinée 30°, rotative 360°, écart pupillaire 48–75 mm (1 microscope principal)
Têtes secondaires	Têtes binoculaires Siedentopf, inclinées 30°, rotatives 360°, écart pupillaire 48–75 mm (4 microscopes secondaires)
Système optique	Optique à l'infini
Oculaire	Oculaire extra grand champ WF10X/20
Objectifs	Plan achromatique infini 4×, 10×, 40×, 100×
Revolver	Quintuple inversé
Condenseur	Condenseur pivotant N.A. 0,9/0,25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope multi-vues de démonstration à système optique infini. Une tête trinoculaire Siedentopf principale et quatre têtes binoculaires secondaires, revolver quintuple inversé et condenseur pivotant, pour l'observation simultanée par plusieurs utilisateurs.