

Testeur de comprimés 4-en-1 TFT-4

Réf. : TFT-4

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Dissolving Quantity	3pcs
Temperature Control Range	(20~40)±0.3°C
Speed Adjustable Range	(20~200)±2rpm
Timing Range	(1~600)±0.5min
Swing of Paddle Rod	±0.5mm
Swing of Rotation Basket	±1.0mm
Number of Baskets	2
Reciprocation Frequency	(30~32)times/min
Reciprocation Stroke	(55±2)mm
Number of Cylinders	1
Cylinder Size Inner Diameter	286mm, depth39mm
Sliding Height	156mm
Cylinder Speed	25±1times/min
Number of Cylinder Turns	100±1 turns
Hardness Range	2~199N ± 1N
Diameter Range	3~40mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Testeur de comprimés multifonction (4-en-1)
TFT-4**

mesure de la dureté, de l'épaisseur, du diamètre et du poids des comprimés pour le contrôle qualité pharmaceutique.
