

Testeur de désintégration de suppositoires TTLT-I / TTLT-II

Réf. : TTLT-I • TTLT-II

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Number of Sleeve Racks	Size of Transparent Sleeve	Stainless Steel Net Rack	Timing Range	Timing Precision	Temperature Control Range	Temperature Control Precision	Volume of Beaker	Ali
TTLT-I	3 sets	Height 60mm; Inner diameter 52mm	2 sheets, diameter of 50mm, with 39 holes of 4mm.	(10~900)min	±0.5min	20~45°C	±0.5°C	5L(3PCS)	AC 50V
TTLT-II	3 sets	Height 60mm; Inner diameter 52mm	2 sheets, diameter of 50mm, with 39 holes of 4mm.	(10~900)min	±0.5min	20~45°C	±0.5°C	5L(3PCS)	AC 50V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de temps de désintégration de suppositoires

trois b chers, trois voies synchronis es, retournement manuel. Supports en acier inoxydable offrant une excellente r sistance   la corrosion et un maintien uniforme. Mod les TTLT-I et TTLT-II.