

Testeur de temps de désintégration DTLT-200

Réf. : DTLT-200



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Nombre de paniers	2 sets
Plage de température	RT-50 °C
Résolution d'affichage de température	0.1 °C
Précision de régulation de température	≤0.2 °C
Plage de minuterie	≤1000 hours (resolution: minutes)
Fréquence de levée du panier	30-32 times/group
Course de levée du panier	55±1.0 mm
Minimum Spacing from Screen to Basket Bottom	25±1.0 mm
Maille du tamis	Standard 2.0 mm, optional 0.42 mm, 0.71 mm, 1.0 mm
Alimentation	AC 220 V±10%; 50 Hz; 600 W
Storage Capacity	256 M (expandable to 64 GB)
Communication Port	RS232, RS485, USB
Machine Size (W×D×H)	390×402×511 mm
Shipping Size(W×D×H)	500×500×750 mm
N.W. (kg)	12.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

le testeur de désintégration DTLT-200 simplifie les essais en R&D et

prolongée, d'extrait, gélules, etc.) et ses performances répondent pleinement aux exigences des pharmacopées chinoise, américaine et autres.

Caractéristiques :

1. Écran tactile LCD couleur 7 pouces	utilisation simplifiée, affichage clair des paramètres en temps réel.
--	---

2. Coque en plastique anticorrosion de haute qualité, revêtue de matériaux anticorrosion avancés.

3. Chaque jeu de paniers monte et descend indépendamment, avec démarrage/arrêt simultanés selon les besoins.

4. Comptage en temps réel du nombre de levées, chaque groupe de paniers compté indépendamment.

5. Chauffage par circulation d'eau, sans élément chauffant dans le bain, évitant la chauffe à sec.

6. Capteur de température haute précision PT100	régulation constante en temps réel, double protection contre la surchauffe et fonction d'étalonnage.
--	--

7. En fin d'essai, le panier s'arrête automatiquement en position haute pour faciliter le chargement.

8. Logiciel à 4 niveaux de droits et comptes groupés, avec suivi d'audit, journaux et enregistrements d'essais.