

Testeur de temps de désintégration DTLT-3GS

Réf. : DTLT-3GS

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Nombre de paniers suspendus	3
Course de levée	55±1 mm
Fréquence de montée	31±1 times/minute
Température du bain-marie	Room temperature ~45 °C
Résolution de température	0.01 °C
Précision de régulation de température	37±0.3 °C
Maille du tamis	Standard 2 mm; Options: 1, 0.71, 0.42 mm
Gestion des droits	Three levels, seven users
Piste d'audit	96 items ×366 days
Login Mode	User name + password, fingerprint
Online Printing	Supported. (optional)
FingerprintLogin	Supported. (optional)
Alimentation	110/220 V, 50/60 HZ
Packing Size	500×500×780 mm
G.W.	22 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

le testeur de temps de désintégration garantit la fiabilité et la

utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour évaluer le comportement à la désintégration des comprimés et gélules, il fournit des informations essentielles au développement, à la production et à l'assurance qualité des médicaments.

Avantages :

1. Conception à 3 godets

3 groupes de tests de temps de désintégration simultanés.

2. Bain-marie d'ensemble

température plus stable et homogène.

- 3. Capteur platine haute précision Pt1000 pour une température plus exacte.
- 4. Retrait rapide du panier suspendu grâce à une carte de déverrouillage.
- 5. Commande par écran tactile couleur, positionnement automatique du fond.
- 6. Système d'éclairage indépendant des trois godets pour une observation facile.
- 7. Fonctions de piste d'audit et de gestion des droits.