

Testeur de désintégration DTLT-BI (panier inox)

Réf. : DTLT-BI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Disintegration Basket Material	Stainless steel tube
Tube Length	30mm, inner; diameter: 13mm; Inner diameter of the sieve: 710μm
Disintegration Basket Round-trip Frequency	30 times/min
Disintegration Basket Moving Distance Up and Down	10mm±1mm
Water Bath Temperature Control Range	RT~ 45°C
Précision de régulation de température	≤±0.3°C
Plage de minuterie	1-900s
Alimentation	AC220/110V; 50/60Hz
Shipping Size(W×D×H)(mm)	430×380×550
N.W./G.W. (kg)	10/17

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de temps de désintégration à panier en acier inoxydable, pour comprimés et gélules selon les pharmacopées.