

Testeur de désintégration DTLT (série DTLT-I à DTLT-BJ)

Réf. : DTLT-I • DTLT-II • DTLT-III • DTLT-IV • DTLT-BJ

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de température	Display Resolution	Précision de régulation de température	Plage de minuterie	Time Control Accuracy	Work Noise	Nombre de paniers	Fréquence de levée du panier	C
DTLT-I	RT ~ 50°C	0.1°C	±0.3°C	1min~900min	±0.5min	< 60db	1 set	30 ~ 31 times/min	(5
DTLT-II				1min~999min			2 sets		
DTLT-III				1min~900min			3 sets		
DTLT-IV				1min~999min			4 sets		
DTLT-BJ							2 sets of ordinary disintegration baskets, 1 set of oral disintegration special baskets		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de temps de désintégration pour comprimés et gélules selon les pharmacopées, avec bain-marie thermostaté. Série multi-modèles (nombre de paniers et options selon le modèle).