

Testeur de limpidité CT-I / CT-II

Réf. : CT-I • CT-II

24 MONTH
WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Lamp Three-primary-color	Illumination Range	Time Range	Alimentation	Size(W×D×H)(mm)	Shipping Size(W×D×H)(mm)	N.W./G.W. (kg)
CT-I	Fluorescent lamp	1000 ~ 6000 LUX	1 ~ 99s	AC220/110V; 50/60Hz	703×175×513	760×520×610	14/17
CT-II					703×325×513		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de limpidité (clarté) pour le contrôle des solutions injectables et liquides pharmaceutiques selon les pharmacopées. Modèles CT-I et CT-II.