

Testeur de viscosité Saybolt SV-0623

Réf. : SV-0623

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Alimentation	AC(220±10%)V, 50 Hz
Instrument Structure	Desk type
Working Mode	Double lines, parallel test
Receiving Flask	(60±0.05) mL
Heating Power of Bath	1000 W
Working Temperature of Bath	Room temp-40.0 °C
Précision de régulation de température	±0.1°C
Timing Range	0.0~999.9 s
Timing Accuracy	±0.1 s
Ambient Temperature	≤35 °C
Relative Humidity	≤85%
Overall Size	360×360×790 mm
CTN	500×430×770 mm
G.W	41 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de viscosité Saybolt SV-0623 pour la détermination de la viscosité Saybolt des produits pétroliers.