

Thermocycleur PCR à gradient PCR-TC96M

Réf. : PCR-TC96M

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC96M
Capacité	Tubes 0,2 ml simples, barrettes 8×0,2 ml, plaques 96 puits 0,2 ml
Affichage	Écran tactile HD 10,1"
Plage de température	4–105 °C
Température du couvercle chauffant	30–110 °C
Vitesse de chauffe max	5,0 °C/s
Plage de gradient	30–99 °C
Étendue du gradient	1–42 °C
Uniformité	<0,3 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleur à gradient, outil précieux en biologie moléculaire pour optimiser les températures d'hybridation. Écran tactile HD 10,1", couvercle chauffant 30–110 °C.