

Thermocycleur PCR à gradient 96 puits PCR-TC2100

Réf. : PCR-TC2100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC2100
Capacité d'échantillons	96×0,2 ml (tubes, barrettes 0,2 ml ou 1 plaque 96 puits)
Affichage	Écran tactile 7 pouces
Plage de température du bloc	0–105 °C
Vitesse de chauffe max	6 °C/s
Vitesse de refroidissement max	6 °C/s
Uniformité de température	≤±0,1 °C
Précision de température	≤±0,1 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Vitesse de variation réglable	0,1–4,0 °C
Port	USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le PCR-TC2100 est un thermocycleur multifonction de haute qualité offrant gradient, contrôle et régulation. Alimentation à filtrage de tension de qualité et disposition interne optimisée.