

Thermocycleur PCR à contrôle bloc/tube PCR-TC96XG

Réf. : PCR-TC96XG



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC96XG
Capacité	3×(32×0,2 ml)
Plage de température	0–100 °C
Vitesse de chauffe	5 °C/s
Vitesse de refroidissement	4 °C/s
Uniformité	≤±0,3 °C
Précision	≤±0,2 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Contrôle de température	Bloc / Tube
Vitesse de rampe réglable	0,1–5 °C
Plage de gradient	30–100 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le thermocycleur PCR-TC96XG utilise 6 unités chauffantes pour former 3 boucles indépendantes (3×32×0,2 ml), avec contrôle de température par bloc/tube et fonction de gradient.