

Bain-marie Thermostatic Lab Water Tank

Réf. : WT-2 • WT-5 • WT-10 • WT-20 • WT-28

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
WT-2	amb.+5–100 °C	2
WT-5	amb.+5–100 °C	5
WT-10	amb.+5–100 °C	10
WT-20	amb.+5–100 °C	20
WT-28	amb.+5–100 °C	28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain-marie thermostaté pour l'incubation et le chauffage doux d'échantillons. Cuve inox et régulation précise.