

Thermostatic Mélangeur

Réf. : TMX-1500C

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
TMX-1500C	200–1500 rpm/min	2mm (Horizontal rotation)	0–99h59minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le TMX-1500C associe un moteur CC sans balais et une commande par microprocesseur, intégrant les fonctions de thermostatisation et d'oscillation. Cet outil automatisé est idéal pour l'incubation d'échantillons, la catalyse, le mélange et la conservation. Avec ses fonctions de refroidissement et d'oscillation, le TMX-1500C répond à des besoins variés.

Caractéristiques :

Utilisation simple avec écran LCD et commande intelligente par microprocesseur.

Robuste et personnalisable, avec technologie anti-vibration spéciale.

Utilisation sans souci

reprise après coupure de courant, minuterie précise, étalonnage de température, réglages rapides d'oscillation et sécurités multiples.

Gamme de modules d'échantillons standard adaptés à vos besoins.