

Thermostatic Mélangeur in

Réf. : TMX-2000H

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
TMX-2000H	200–2000 rpm/min	2mm (Horizontal rotation)	0–99h59minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le mélangeur thermostatique TMX-2000H associe un moteur CC sans balais de pointe et une commande par microprocesseur avancée, combinant maintien d'une température constante et oscillation de précision. Outil automatisé indispensable pour l'incubation d'échantillons, la catalyse, le mélange et la conservation.

Caractéristiques :

Écran LCD lisible et commande intelligente par microprocesseur, interface conviviale.

Technologie anti-vibration innovante et programmation personnalisable, pour un fonctionnement stable adapté à vos besoins.

Reprise après coupure de courant, minuterie précise, étalonnage de température, réglages rapides d'oscillation et protections de sécurité multiples.

Gamme de modules d'échantillons standard pour choisir facilement les composants adaptés.