

Thermosoudeuse automatique à écran tactile SM-A102TR

Réf. : SM-A102TR

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SM-A102TR
Vitesse de scellage	10 ±0,5 m/min
Largeur du motif de soudure	12 mm
Marge de scellage	0–35 mm réglable
Erreur de régulation de température	≤±1 %
Alimentation (courant)	AC 3,2 A
Consommation	500 W
Dimensions externes (L×P×H)	560×260×220 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermosoudeuse automatique à écran tactile LCD couleur 7" à interface graphique, affichant et imprimant les paramètres de scellage. Vitesse 10 ±0,5 m/min, largeur du motif de soudure 12 mm, marge réglable 0–35 mm, erreur de régulation de température ≤±1 %.