


Spectrophotomètre UV-Vis à faisceau divisé et écran tactile SP-UV3200TS / 3200STS

Réf. : SP-UV3200TS / SP-UV3200STS

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV3200TS	SP-UV3200STS
Système optique	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé
Affichage	LCD tactile capacitif haute résolution 10,1"	LCD tactile capacitif haute résolution 10,1"
Bande passante	2 nm	0,5/1/2/4/5 nm réglable
Sources lumineuses	Lampe deutérium et lampe tungstène (importées)	Lampe deutérium et lampe tungstène (importées)
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0-200 %T ; 0-9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0-200 %T ; 0-9999 C
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,1 nm	0,1 nm
Lumière parasite	0,05 % (220 nm)	0,05 % (220 nm)
Stockage de données	Mémoire 8 Go (standard)	Mémoire 8 Go (standard)
Interface	RS-232C, clé USB, USB Host	RS-232C, clé USB, USB Host

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis à détection à faisceau divisé pour la pharmacie et la biotechnologie (dissolution de médicaments, dosage acides nucléiques/protéines) et la surveillance environnementale (métaux lourds, polluants). Écran tactile capacitif haute résolution 10,1".