


Transparent Bain-marie

Réf. : TWB-16

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
TWB-16	amb.+5–100 °C	16L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le bain-marie transparent est en polycarbonate transparent, simple d'utilisation, largement utilisé pour la thermostatisation d'échantillons, l'analyse, les essais de matériaux et l'inspection alimentaire. Grande stabilité en température, avec protections contre la surchauffe et le bas niveau de liquide. Des pompes de pression et de circulation puissantes assurent une température uniforme dans la cuve et optimisent la circulation externe ; un combineur de pompe (accessoire) permet de réguler la température de circulation externe.