

-86°C ultra-basse température Congélateur - ULT Congélateur

Réf. : UFZ-86V420EB • UFZ-86V430B/BP • UFZ-86V590B/BP • UFZ-86V860B/BP

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
UFZ-86V420EB	-40 to -86 °C	420 L
UFZ-86V430B/BP	-40 to -86 °C	425 L
UFZ-86V590B/BP	-40 to -86 °C	585 L
UFZ-86V860B/BP	-40 to -86 °C	860 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

À la pointe de la recherche en sciences de la vie, chaque ouverture de porte met à l'épreuve la sécurité des échantillons. Conçu pour les laboratoires modernes à usage intensif, ce congélateur ULT intelligent intègre un compresseur à fréquence variable et une isolation composite (panneaux sous vide + mousse polyuréthane rigide haute pression), assurant une protection thermique robuste tout en réduisant fortement les pertes de froid pour une efficacité énergétique exceptionnelle.

Caractéristiques :

1. Réfrigération en cascade optimisée, compresseur de marque internationale, meilleures performances.
2. Fréquence variable intelligente, température constante, économe en énergie, fonctionnement silencieux.
3. Système de réfrigération aux hydrocarbures, totalement sans CFC.
4. Régulation informatisée intelligente avec affichage numérique.

5. Écran tactile LCD (série UFZ-B)

affichage en temps réel des températures de service, de consigne et ambiante, état des alarmes, heures, etc.

6. Sécurités multiples

reconnaissance faciale + empreinte + carte NFC + mot de passe ;
verrou de prise électrique (série UFZ-B).

7. Roulettes universelles à pieds de blocage, déplacement et fixation faciles.

8. Certifications internationales ISO 9001, 13485, 14001 et 45001.